

Argoncaster-AE

Automatic casting machine by high frequency induction heating-system

Several Use
Auto Casting
Excellent Durability
Quick Melting
Bigger Crucible



高周波で貴金属系合金も融解

アルゴンキャスターAE

無酸素吸引加圧方式/高周波自動鑄造機

オートアイ機能で自動鑄造 **AOE**

諸条件あり *特許出願中



Automatic casting machine by high frequency induction heating-system

「金属の酸化が少ない」無酸素鑄造技術と耐久性、そして信頼感。
アルゴンキャスターAE（オートアイ機能搭載）はアルゴンキャスターシリーズの
高精度鑄造技術を発展させ、自動鑄造を可能にしました。
貴金属、パラジウム合金など中低溶合金においてもさらに使いやすく、
高い鑄造性を発揮します。
1台であらゆる金属に対応できる※無酸素吸引加圧方式/高周波自動鑄造機、
それがアルゴンキャスターAEです。

※純チタンおよびチタン合金の鑄造を除く

特長1 幅広い金属の鑄造が可能

Several Use

定評のあったコバルトクロム合金の鑄造にと
どまらず、貴金属系合金などでも優れた鑄造
性能を発揮します。

※純チタンおよびチタン合金の鑄造を除く



幅広い出力設定

4つの金属モードから、最適かつ「鑄造タイミングの目視観察が最も判断しやすい」融解出力を
選択できます。

金属モードの 種別	出 力		対象合金
	手動モード	自動・転写モード	
A:高溶鏡面系	高	高 → 最小 → 高 (予備融解)	鏡面を呈して融ける コバルトクロム・ニッケルクロム系合金
B:高溶酸化膜系	高	高 → 最小 → 高 (予備融解)	酸化膜を呈して融ける コバルトクロム・ニッケルクロム系合金
C:貴金属合金系	中	中	陶材焼付用貴金属系合金 金合金、金銀パラジウム合金など
D:銀合金系	低	(選択できません。)	銀合金※ デントニッケル(石こう系鑄型使用)※

※自動・転写モードでの使用不可。

加圧時間の選択が可能

合金の凝固時間に合わせて、3段階の加圧時間（25秒、
45秒、120秒）を選択できます。

※加圧時間:特長4に記載の「鑄造工程のイメージ」図参照。

金属モードの種別	加圧時間
A:高溶鏡面系	25秒
B:高溶酸化膜系	
C:貴金属合金系	45秒
D:銀合金系	120秒

※C：貴金属合金系については、10～40gでは45秒、
40～120gでは120秒を選択します。

“銀合金”対応機能が充実


銀合金などの低融点合金に対応する機能を搭載しました。

●吸引動作「有・無」の選択が可能

吸引「無」を選択することで、鑄込み工程直前の溶湯の突沸を防ぎ、
鑄造欠陥の発生を抑制します。 ※吸引:特長4に記載の「鑄造工程のイメージ」図参照。

●ルツボ照明

融解状態の目視観察がしやすくなりました。



スーパーインレー



コバルタン




スーパーゴールド タイプ4

特長2 高精度自動鑄造


Auto Casting

金属が、固体から液体（融解）状態に変化する時期を特殊センサーと検出ソフト
が監視。ユーザー指定の保留時間をもとに、鑄造タイミングを自動的に判定して
高精度自動鑄造を実現します。

（一部、自動鑄造に適さない合金があります。）



3つの鑄造モード




●自動モード

合金の融解過程の振動変化を特殊センサーで検出し、精度の高い鑄造タイミングで自
動鑄造を行います。

●2ステップ融解方式（A・Bモード/自動・転写モード）

積み重ねた合金でも、均一に融解させて検出を安定させることができます。



自動鑄造に 適さない合金	溶融温度の低い銀合金※ 石こう系鑄型を使用する場合のデントニッケルなど
-----------------	--

※銀合金系は、合金粒が塊になって振動するまで待つと完全なオーバーヒートにつながるため、
自動鑄造には適しません。























●手動モード

鑄造タイミングを目視で確認して鑄造する従来法
に沿った鑄造モードです。

最適な金属モード（融解条件）や運転条件を選択
したうえで、目視により鑄造します。

●転写モード

自動鑄造の鑄造条件を取得・登録するための鑄造
モードです。

	A 高溶鏡面系	B 高溶酸化膜系	C 貴金属系合金	D 銀合金系
予備融解				
	融解初期	融解初期	融解初期	融解初期
				
出力低下	ルツボ下部より融けはじめた状態	右下に影がみられる	合金片が融けはじめた状態	磁場によりペレットが立ち上がった状態
				
	上部に合金片が融け残った状態	少し影が残っている状態	一部、合金片が融け残った状態	ペレットが融けはじめた状態
本融解				
	合金片が完全に溶湯になった状態	影が消滅した状態	合金の形がくすれ、球状直前の状態	ペレットの形状がくすれ、一塊になりはじめた状態
			(出力低下なし)	
	内外温度の均一化	内外温度の均一化		
仕 様				
	casting タイミング	casting タイミング	casting タイミング	casting タイミング
	<div> <p>貴金属系合金は、融解時に発生する酸化膜が薄く、溶湯どうしのなじみがよいので、「予備融解」制御は行なっていません。</p> </div>			

仕 様

形 式…SAC-AE
 保 管 温 度…-10～70℃
 使 用 環 境…温度5～40℃、湿度30～85%、気圧700～1,060hPa（結露のないこと）
 使 用 鑄 型…鑄型温度850℃以下、最大鑄型寸法φ85×75mm
 電源電圧・周波数・容量…単相200V/220V・50/60Hz・最大3.8kVA
 真 空 ポンプ出力…単相200V/220V（定格入力電圧を出力）・0.5kVA
 高 周 波 出 力…3.0kW
 発 振 周 波 数…約100kHz
 融 解 方 式…アルゴンガス雰囲気高周波誘導加熱方式
 鑄 造 方 式…吸引・アルゴンガス加圧方式
 使用ガスおよび圧力…アルゴンガス 外部圧力調整器で設定
 常用圧力 0.40MPa
 使用可能圧力範囲 0.35～0.45MPa
 安全弁作動圧力 0.50MPa以上

アルゴンガス消費量…約7L/回(0.40MPa、60秒融解したとき)
 出 力 調 整…A・B・C・Dの4モード
 融 解 合 金 の 種 類…一般歯科鑄造用合金（純チタンおよびチタン合金の鑄造を除く）
 融 解 合 金 量…非貴金属系合金5～60g（比重8）/貴金属系合金10～120g（比重16）
 融 解 時 間…最大180秒間
 使 用 率…最大40%（80秒融解、2分休止）
 連続鑄造時の運転間隔…3分間休止
 高周波コイル冷却方式…ポンプによる環境水冷却方式（強制空冷併用）
 鑄 造 工 程 表 示…液晶表示
 制 御 方 法…マイクロコンピュータ制御
 異 常 表 示…15項目（「異常表示モード」による）
 外 形 寸 法…W420×D550×H520（mm）（冷却タンクを含む）
 質 量…約54kg

特長3**優れた耐久性****Excellent Durability**


融解効率の高い高周波誘導加熱方式を採用しているため、熱源の交換は基本的に不要で、耐久性に優れています。また、ルツボの耐久性も優れています。




高周波コイル (非消耗品)

特長4**短時間融解****Quick Melting**

コバルトクロム合金30gを約60秒、陶材焼付用合金20gを約30秒で融解できます。(手動モード)
短時間融解は合金の劣化を抑える効果があります。

鑄造工程 (手動鑄造) のイメージ**特長5****融解金属量20%アップ (従来機比)****Bigger Crucible**

- コバルトクロム系合金 — 最大60g (比重8)
- 貴金属系合金 — 最大120g (比重16)




Automatic casting machine by high frequency induction heating-system


Automatic casting machine by high frequency induction heating-system



【設置条件】




壁面との空きスペース



側面および背面は壁面から20cm以上、上面は30cm以上のスペースを設けてください。

コンセント形状



電源設備……単相200V

付属品

アルゴンガスボンベ (1.5m ³)	2本
アルゴンガス用減圧調整器	1個
減圧調整器取り付け用スパナ	1個
真空ポンプ (「真空ポンプ200」)	1台
AEルツボ (4個入り/箱)	1個
耐熱リング受け (S・M・L・スパーサー) セット	1組
耐熱リング受け取り出し金具	1個
ステンレスリング (ゴム台付き) (※S-7584, 6584, 6574, 5560, 5543, 4032, 4027)	7個
プラスチックリング (ゴム台付き) (※P-7594, 6594, 6582, 5557, 5543, 4032)	6個
テロンブレードビニルホース (耐圧ホース) (2m ホースバンド付き)	3本
本体用ヒューズ (250V 20A)	1個
真空ポンプ用ヒューズ (250V 5A)	1個
フィルターエレメント	1個
ボロンスプレー (内容量250g)	1缶

本体カバー 1枚
 医療用具添付文書 1通
 取扱説明書 1冊
 鋳造マニュアル 1冊
 かんたんガイド 1枚
 医用電気機器の使用上の注意事項 1通
 高周波利用設備許可申請書 1式
 保証書 1通
 ※リングサイズ: 上2ケタは高さ、下2ケタは外径



【真空ポンプ200仕様】

電 源 ……AC200V・50/60Hz
 排気速度 ……2.4/2.6m³/h (40/44L/min)
 消費電力 ……153/163W (到達圧力時)
 外形寸法 ……W190×D306×H198 (mm)
 質 量 ……約7kg



医療用具許可番号 27BZ005037

アルゴンキャスターAE

【消耗品】AEルツボ 4個 専用フィルターエレメント 3個



本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
 このカタログに記載の価格は2006年1月現在の標準医院価格 (消費税抜き) です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

関 連 商 品

<金属>

管理医療機器 26B1X00004
コバルタン
 歯科鑄造用コバルトクロム合金
 床用: 500g (30G, 20G 各インゴット)
 クラスプ用: 100g (6gインゴット)
 500g (6gインゴット)



管理医療機器 26B1X00004
スーパーインレー
 インレー鑄造用銀合金 (JIS第1種)
 100g (ショットタイプ)



管理医療機器 14600BZZ00702
スーパーゴールド (タイプ4) (超硬性)
 鑄造用金合金 (微細化結晶)
 10g (1gインゴット)
 [用途] クラウン、ブリッジ、
 クラスプ、バー、局部床



管理医療機器 20700BZZ00634
セラミックゴールドEX
 陶材焼付用金合金
 10g (1gインゴット)



管理医療機器 26B1X00004
ユニゴールドイエローBH
 陶材焼付用金合金
 10g (1gインゴット)



<埋没材>

一般医療機器 26B1X00004
クリスト21
 (急速加熱タイプ) 歯科鑄造用石こう系埋没材
 15kg
 エコノパック3kg



一般医療機器 26B1X00004
ベルベティ スーパークイック
 (急速加熱タイプ) 歯科高温鑄造用埋没材
 (クラウン・ブリッジ用)
 粉 2kg
 60g×30袋
 ベルベティ液 (共用) 300mL



一般医療機器 26B1X00004
スノーホワイト
 歯科高温鑄造用埋没材 (床用)
 粉 2.5kg
 18kg
 30kg
 液 300mL
 2L



一般医療機器 26B1X00004
スノーバースヒード
 歯科高温鑄造用埋没材専用急速加熱液
 液 2L



<デュプリコロン使用による鑄造床製作システム>

CDシステムスターターキット
 1キット

キット内容
 デュプリコロン、CDインベストメント 2kg、
 CDマルチコート 100mL、CDフラスコ、
 CDスパーサー、CDカップ、
 ワックスクリーナーズプレー 120mL、
 スノーホワイト粉 2.5kg、
 スノーホワイト液 300mL



取扱い商店名



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社: 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11・TEL (075) 561-1112 (代)

●支社: 東京 (03) 3832-4366 ●営業所: 札幌 (011) 232-1114 / 仙台 (022) 299-2332 / 名古屋 (052) 709-7688 / 大阪 (06) 6252-8141 / 福岡 (092) 472-7595

<http://www.shofu.co.jp>